

Super Green绿色荧光核酸染料(10000x水溶液)

货号: PMK0851

保存: 4°C干燥避光, 有效期24个月。

规格: 500ul

用途: 适用于电泳分析。

产品简介:

Super Green(可替代Sybr Green)新型核酸染料是一种油性大分子, 不易挥发升华, 不易穿透完整细胞膜进入活体细胞内, 实验显示在凝胶染色浓度下没有发现诱变性, 具有使用相对安全、检测灵敏等特点, 可以作为各种核酸电泳的染色剂, 适用于各种片段大小染色。与标准凝胶成像系统和可见光激发的凝胶观察装置完美兼容, 适用于紫外凝胶成像系统或蓝色可见光激发的凝胶观察装置。

产品特点:

1. 相对安全: 油性大分子特点使其不易穿透完整细胞膜进入细胞内, 使用相对安全, 实验显示在工作浓度(凝胶染色浓度)下没有发现诱变性, 可以代替致癌物溴化乙锭EB作为各种核酸电泳的染色剂。
2. 灵敏度高: 适用于各种大小片段的电泳染色, 对核酸迁移的影响较小。
3. 稳定性高: 适用于使用微波或其它加热方法制备琼脂糖凝胶; 室温下在酸或碱缓冲液中极其稳定, 耐光性强。
4. 信噪比高: 样品荧光信号强, 背景信号低。
5. 操作简单: 在预制胶和电泳过程中不降解, 可直接用可见光凝胶透射仪观察。
6. 适用范围: 可选择电泳前染色(胶染法)或电泳后染色(泡染法); 适用琼脂糖凝胶或聚丙烯酰胺凝胶电泳; 可用于dsDNA、ssDNA 或RNA 染色。
7. 仪器兼容: 适用于使用254nm 激发的紫外凝胶成像系统或蓝色可见光激发的凝胶观察装置。它和SYBR Green I的光谱相似, 灵敏度相当, 但更加稳定。

操作步骤:

一、琼脂糖凝胶电泳染色

将Super Green绿色荧光核酸染料加入凝胶中

1. 制胶: 按常规操作, 制备琼脂糖凝胶, 加入浓缩的10,000x Super Green, 使其在凝胶中的终浓度为1x(例如: 制备50ml的凝胶, 加入染料5ul), 轻轻摇匀, 倒胶。
2. 按常规方法电泳, 观测结果。

二、泡染法

(1) 按照以上常规方法进行电泳。用于胶回收等高浓度DNA样品强烈推荐泡染法!

(2) 将Super Green 10000x储液稀释约3,300倍到0.1M NaCl溶液中制成3x染色液。例如将15ul Super Green 10,000x原装液加入到50mL 0.1M NaCl溶液中。

产品说明书

(3) 将凝胶小心放入合适的容器中(如聚丙烯容器中)缓慢加入足量的3x染色液浸没凝胶。室温振荡染色30min左右,最佳染色时间根据凝胶厚度以及琼脂糖浓度不同而略有不同。对于含1%的凝胶,染色时间约30min。

(4) 用302nm激发的紫外凝胶成像系统观察结果。

注意事项:

1. 用泡染法染色时,染料用量较多。3x Super Green染色液室温避光保存,可重复使用3次左右。
2. 由于Super Green具有良好的热稳定性,可以在热的琼脂糖溶液中直接添加,而不需要等待溶液冷却。摇晃,振荡或者翻转以保证染料充分混匀。也可以选择将Super Green储液加到琼脂糖粉末和电泳缓冲液中,然后用微波炉或其他常用方式加热以制备琼脂糖凝胶。Super Green兼容所有常用的电泳缓冲溶液。
3. 如果条带总是弥散或分离不理想,请使用泡染法染色以确认问题是否与染料有关。如果染色后问题依旧存在,则说明问题与染料无关,请尝试:降低琼脂糖浓度;选用更长的凝胶;延长凝胶时间以保证边缘清晰;改进上样技巧或选择泡染法染色。
4. Super Green对玻璃器皿和非聚丙烯材料有一定亲合力。建议在稀释、贮存、染色等使用过程中用聚丙烯类容器。
5. 对于聚丙烯酰胺凝胶请使用泡染法。
6. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
7. 本产品仅限于专业人员科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。

相关产品:

PMK1300 考马斯亮蓝蛋白胶快速染色液

PMK053 GAPDH mAb-HRP conjugated

PMK0312 抗体稀释液

PMK1700 PBST缓冲液

PMK1020 IPTG 溶液 (50mg/ml)

PMK1010 30%丙烯酰胺(29:1)

PMK1070 5×Tris-甘氨酸电泳缓冲液

PMK0012 SDS-PAGE 凝胶制备试剂盒



更多产品详情了解,请关注公众号: