

TAE 缓冲液, 50×

2020.04.15R

货号: PMK0077

保存: 室温储存

规格: 500ml

用途: 核酸分子琼脂糖凝胶和聚丙烯酰胺凝胶电泳, 同时作为电泳缓冲液和凝胶制备缓冲液。

产品简介:

无色液体, 0.22 μm 膜过滤纯化。50×组分为 2000mM Tris 碱, 1000mM 冰醋酸, 50mM EDTA, pH 8.2~8.4; 核酸分子琼脂糖凝胶和聚丙烯酰胺凝胶电泳, 同时作为电泳缓冲液和凝胶制备缓冲液。

产品内容:

货号	PMK0077-500
TAE 缓冲液, 50×	500ml

使用步骤:

1× TAE 缓冲液配制: 980ml 去离子水与 20ml 50× TAE 缓冲液充分混匀。

注意事项:

如果低温保存缓冲液, 可能会产生沉淀, 可摇晃或加热溶解。

本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。

为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品:

PMK1300 考马斯亮蓝蛋白胶快速染色液

PMK0090 PBST 缓冲液

PMK0029 PBS 缓冲液

PMK0019 30% 丙烯酰胺(29:1)

PMK0011 红细胞裂解液

PMK1012 SDS-PAGE 凝胶制备试剂盒

PMK053 GAPDH mAb-HRP conjugated

PMK002 抗体稀释液

更多产品详情了解, 请关注公众号:

