

## 眼球固定液

货号: PMK0434

规格: 100ml/500ml

储存方式: 室温, 12个月有效。

### 产品简介:

眼球组织结构特殊, 眼球壁各层组织软硬程度相差悬殊, 且各层次间连接性差, 用常规石蜡切片方法制作眼球切片在固定脱水等过程中易造成眼球变形, 球壁各层次结构分离, 尤其是固定液性视网膜脱落, 因而难以制出完整的全病理切片。针对眼球结构特点, 本公司在常规方法基础上进行技术改进, 生产的固定液可以完整的保存眼球结构, 有效防止视网膜脱落碎裂。

### 产品内容:

产品编号	名称	规格
PMK0434	眼球固定液	100ml/500ml

### 操作步骤:

1. 将新鲜的眼球组织取下后放入眼球固定液中固定 24h 以上, 固定液体积以完全浸没眼球且眼球能自由移动为准。

### 注意事项:

1. 为了您的安全和健康, 请采取必要的防范措施。操作时应戴一次性手套, 穿实验服, 避免与皮肤接触。
2. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。

### 相关产品:

PMK1300 考马斯亮蓝蛋白胶快速染色液

PMK053 GAPDH mAb-HRP conjugated

PMK0312 抗体稀释液

PMK1700 PBST 缓冲液

PMK1020 IPTG 溶液 (50mg/ml)

PMK1010 30%丙烯酰胺(29:1)

PMK1070 5×Tris-甘氨酸电泳缓冲液

PMK0012 SDS-PAGE 凝胶制备试剂盒



更多产品详情了解, 请关注公众号: