

6X DNA 上样缓冲液

货号: PMK0527

储存方式: 4°C, 12 个月有效。

产品简介:

DNA 上样缓冲液 (DNA loading buffer, 6X), 是一种经过适当改良的常规的六倍浓缩的 DNA 上样缓冲液。本上样缓冲液以溴酚蓝为指示剂, 稀释至 1X 后比重仍然较大, 上样时极易下沉, 且颜色清晰可见。

产品内容:

产品编号	名称	规格
PMK0527	6X DNA 上样缓冲液	2ml

使用说明:

按照每 5 微升 DNA 样品加入 1 微升 DNA 上样缓冲液的比例, 混合 DNA 样品和 DNA 上样缓冲液 (6X)。直接加到 DNA 胶内即可。

注意事项:

1. 由于 DNA 的电泳操作会接触强致癌性的溴化乙锭 (EB), 因而 DNA 上样缓冲液在长期使用的过程中极易污染溴化乙锭, 因此操作的时候请注意适当防护。
2. 为了您的安全和健康, 请采取必要的防范措施。操作时应戴一次性手套, 穿实验服, 尽量避免与皮肤接触。
3. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。

相关产品:

PMK1300 考马斯亮蓝蛋白胶快速染色液

PMK053 GAPDH mAb-HRP conjugated

PMK0312 抗体稀释液

PMK1700 PBST 缓冲液

PMK1020 IPTG 溶液 (50mg/ml)

PMK1010 30% 丙烯酰胺 (29:1)

PMK1070 5×Tris-甘氨酸电泳缓冲液

PMK0012 SDS-PAGE 凝胶制备试剂盒



更多产品详情了解, 请关注公众号: