

X-gal (20mg/ml)

货号: PMK0532

保存: -20°C 储存, 避光。

规格: 5ml

用途: 常用于 β -半乳糖苷酶的原位染色检测以及蓝白斑筛选。

产品简介:

5-溴-4-氯-3-吲哚- β -D-半乳糖苷 (5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β -D-Galactopyranoside, X-gal) 是 β -半乳糖苷酶 (β -galactosidase) 的显色底物, 在 β -半乳糖苷酶的催化下会产生蓝色产物。X-gal (20mg/ml) 由 X-gal、二甲基甲酰胺组成, 常用于 β -半乳糖苷酶的原位染色检测以及蓝白斑筛选。

产品内容:

货号	PMK0532-5
X-gal(20mg/ml)	5ml

使用步骤:

按实验具体要求操作, 无需稀释, 直接使用。

注意事项:

避免反复冻融。

为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品:

PMK1300 考马斯亮蓝蛋白胶快速染色液

PMK0090 PBST 缓冲液

PMK0029 PBS 缓冲液

PMK0019 30% 丙烯酰胺(29:1)

PMK0011 红细胞裂解液

PMK1012 SDS-PAGE 凝胶制备试剂盒

PMK053 GAPDH mAb-HRP conjugated

PMK002 抗体稀释液



更多产品详情了解, 请关注公众号: