

ROX参比染料

货号: PMK0889

保存: -20℃干燥避光，有效期12个月。

规格: 50uL/200uL

用途: 一般用于ABI、Stratagene等公司的Real Time PCR扩增仪上，用于调整PCR加样误差所引起的PCR管与管之间的差异。

产品简介:

我公司提供ROX Reference Dye 储存液，浓度为25μmol/L，使用终浓度根据不同仪器为50nmol/L 或500nmol/L，用户可以根据仪器的推荐浓度添加。

Instrument	ROX per 50μL PCR Reaction	Final Concentration
ABI PRISM 7000/7300/7700/7900HT and 7900HT Fast, ABI Step One, ABI Step One Plus	1.0uL (0.6~1.0uL)	500nmol/L (300~500nmol/L)
ABI 7500,7500 Fast, Stratagene Mx3000P, Mx3005P, Mx4000, MJ Research Chromo4, Opticon (II), CorbettRotor Gene 3000	0.1uL* (0.06~0.1uL)	50nmol/L (30~50 nmol/L)

不同仪器ROX推荐使用终浓度：从配制PCR反应的水溶液中减去ROX染料的体积

注意事项:

为使每个反应精确加入0.1μL，推荐使用前将ROX用水稀释10倍，并使用1μL稀释后的溶液。

相关产品:

PMK1300 考马斯亮蓝蛋白胶快速染色液

PMK053 GAPDH mAb-HRP conjugated

PMK0312 抗体稀释液

PMK1700 PBST缓冲液

PMK1020 IPTG 溶液 (50mg/ml)

PMK1010 30%丙烯酰胺(29:1)

PMK1070 5×Tris-甘氨酸电泳缓冲液

PMK0012 SDS-PAGE 凝胶制备试剂盒



更多产品详情了解，请关注公众号