

高吸附性 ELISA 包被液 (1×)

货号: PMKC01ES

保存: 4℃避光保存 12 个月

规格: 500mL/1000mL

预期用途: 酶标板包被

产品简介:

本品为即用型工作液, 用于 ELISA 中酶标板的抗原或抗体包被, 高吸附性, 能够显著降低抗原或抗体的包被浓度。

产品内容

试剂盒组分	规格		储存条件
	500mL	1000mL	
高吸附性 ELISA 包被液 (1×) 溶液	500mL	1000mL	4℃ 保存

试剂准备

高吸附性 ELISA 包被液 (1×) 溶液: 即用型; 无需预混组分。

使用方法

使用时取适量本品将待包被抗原或抗体溶液稀释至合适的包被浓度, 根据实验需要在酶标板的每个反应孔中加入适量体积 (通常建议 100 μ L/孔), 4℃包被过夜或者 37℃孵育 2 小时。

注意事项

1. 实验过程中请穿戴实验服、口罩和乳胶手套。请按照生物实验室的国家安全规定进行实验, 尤其是在检测血样或其他体液时。
2. 本试剂仅用于实验室科学研究, 如果本试剂用于临床诊断或任何其他用途, 我们将不对任何后果负责。
3. 本试剂应在有效期内使用, 并请严格按照说明书进行存储。
4. 不同批次号、不同厂家之间的组分不要混用; 否则, 可能导致结果异常。
5. 勤换吸头, 避免各组分之间的交叉污染。

相关产品:

PMKC02ES 高吸附性 ELISA 包被液 (5×)

PMKES01 通用型酶联免疫 (ELISA) 工具箱 A

PMKES02 通用型酶联免疫 (ELISA) 工具箱 B (高敏)

更多产品详情了解, 请关注公众号:

