

通用抗体稀释液

货号: PMK0016。

保存: 4℃密封保存, 一年有效。

规格: 100ml/500ml

用途: 通用抗体稀释液可以适用于蛋白印迹时一抗和二抗的稀释和配制。使用通用抗体稀释液稀释和配制的一抗和二抗可以在 4℃保存和使用不少于六个月, 可以反复多次用于 Western, 节约您宝贵的抗体。

产品简介:

本产品的是一款可用于抗体或标记抗体配制稀释的即用型产品, 该试剂可用于一抗或二抗的稀释和配制, 稀释和配制后的抗体在 4℃保存和使用不少于六个月。本产品加入了多种抗体结合反应的增强剂及稳定剂, 增强免疫反应, 减少非特异性结合, 提高实验的特异性和灵敏度从而获得更佳的效果。且本产品稀释和配制后的抗体可反复使用多次, 可以节约宝贵的抗体。本产品中不含有 BSA、脱脂奶粉等动物源的蛋白, 不含磷酸盐、叠氮钠或硫柳汞类防腐剂, 适合于所有类型的抗体稀释, 包括 HRP, AP 标记的抗体。

产品内容:

货号	PMK0016-100	PMK0016-500
通用抗体稀释液	100ml	500ml

使用步骤:

根据抗体使用说明书, 直接用本品对一抗或二抗进行适当倍数的稀释。用本产品配制或稀释后的抗体实验后可回收存放于 4℃保存, 可反复多次使用(建议 2-3 次为宜)。稀释后的抗体可在 4℃保存 6 个月以上, 直至不能达到理想结果后丢弃。

本品可一定程度缩短抗体孵育时间, 从而提高实验效率。具体孵育时间根据抗体质量不同、检测样本差异选择合适孵育时间。

注意事项:

本产品室温放置过久会降低增强剂和稳定剂的功效, 且在稀释过抗体后抗体长时间在室温下活性也会降低, 所以建议使用时随取随用, 闲置时及时存入冰箱中。

为了能使抗体可以反复多次使用, 建议尽量在 4℃进行抗体和蛋白膜的结合反应, 以减缓抗体的衰减速度。

本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。

为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品:

PMK1300 考马斯亮蓝蛋白胶快速染色液

PMK053 GAPDH mAb-HRP conjugated

PMK0312 抗体稀释液

PMK1700 PBST 缓冲液

PMK1020 IPTG 溶液 (50mg/ml)



更多产品详情了解, 请关注公众号: