

Western 一抗稀释液

2020.04.15R

货号: PMK002

保存: 4℃密封避光保存一年以上。短期可放置室温。

规格: 100ml/500ml

用途: Western 一抗稀释液(Primary Antibody Dilution Buffer)可以用于 Western 时一抗(primary antibody)的稀释和配制。使用本 Western 一抗稀释液稀释和配制的一抗可以在 4℃保存和使用不少于六个月, 可以反复多次用于 Western, 节约您宝贵的抗体。

产品简介:

本产品的主要有效成分为经过反复优化的适量 BSA、适当的去垢剂和一抗稳定试剂等, 一方面能有效减少一抗的非特异性结合, 另一方面能有效提升稀释后一抗的稳定保存时间。

按照每个一抗稀释 10 毫升计算, 一个包装的 Western 一抗稀释液可以稀释 10 个或 10 次一抗。

产品内容:

货号	PMK002-100	PMK002-500
Western 一抗稀释液	100ml	500ml

使用步骤:

参考所用的一抗的说明, 以及样品中目的蛋白的含量, 按照适当比例例如 1:1000、1:500 等比例稀释一抗。一抗稀释后即可直接用于 Western。一次 Western 结束后, 可以回收稀释的一抗, 4℃保存, 以用于下次的 Western。

注意事项:

为了能使抗体可以反复多次使用, 建议尽量在 4℃进行一抗和蛋白膜的结合反应, 以减缓一抗的衰减速度。本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品:

PMK1300 考马斯亮蓝蛋白胶快速染色液

PMK053 GAPDH mAb-HRP conjugated

PMK0312 抗体稀释液

PMK1700 PBST 缓冲液

PMK1020 IPTG 溶液 (50mg/ml)

PMK1010 30%丙烯酰胺(29:1)

PMK1070 5×Tris-甘氨酸电泳缓冲液

PMK0012 SDS-PAGE 凝胶制备试剂盒

更多产品详情了解, 请关注公众号:

