

## 40% Acr-Bis (39: 1)

2020.04.15R

货号: PMK0020

保存: 4℃避光保存。

规格: 100ml /500ml

用途: 常用于配制丙烯酰胺凝胶(PAGE 胶), 包括 SDS-PAGE 胶等, 可以用于蛋白或核酸的分离。是实验室的常用储备液。

### 产品简介:

40% Acr-Bis (39:1)即为含 40% acrylamide-bisacrylamide 的水溶液, 其中 acrylamide 和 bisacrylamide 的比例为 39:1。

### 产品内容:

货号	PMK0020-100	PMK0020-500
40% Acr-Bis (39: 1)	100ml	500ml

### 使用步骤:

1、具体使用方式按照相应实验需要直接添加即可。

### 注意事项:

40% Acr-Bis (39: 1) 有一定毒性, 使用时请注意适当防护。

本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。

为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 相关产品:

PMK1300 考马斯亮蓝蛋白胶快速染色液

PMK053 GAPDH mAb-HRP conjugated

PMK0312 抗体稀释液

PMK1700 PBST 缓冲液

PMK1020 IPTG 溶液 (50mg/ml)

PMK1010 30%丙烯酰胺(29:1)

PMK1070 5×Tris-甘氨酸电泳缓冲液

PMK0012 SDS-PAGE 凝胶制备试剂盒



更多产品详情了解, 请关注公众号: