

DTT 溶液(1M)

2020.04.15R

货号: PMK0021。

保存: -20℃保存, 一年有效。

规格: 1ml。

用途: 用于最常用的 Tris-HCl 缓冲系统的 SDS-PAGE 时的电泳缓冲液。

产品简介:

DTT 即 DL-Dithiothreitol, 中文名为二硫苏糖醇。分子式为 $C_4H_{10}O_2S_2$, 分子量为 154.25, 纯度 >99%。

DTT 是常用还原剂, 有抗氧化作用。DTT 和巯基乙醇相比, 作用相似, 但 DTT 的刺激性气味要小很多, 毒性也比巯基乙醇低很多。而且 DTT 比巯基乙醇的浓度低 7 倍时, 两者效果相近。但 DTT 价格略高一些。本产品也常用于各种常见分子生物学、生物化学等溶液的配制。

产品内容:

货号	PMK0021-1
DTT 溶液(1M)	1ml

使用步骤:

具体使用方式按照相应实验需要直接使用即可。

注意事项:

DTT 对人体有害, 操作时请小心, 并注意有效防护以避免直接接触人体或吸入体内。

本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。

为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品:

PMK1300 考马斯亮蓝蛋白胶快速染色液

PMK0090 PBST 缓冲液

PMK0029 PBS 缓冲液

PMK0019 30%丙烯酰胺(29:1)

PMK0011 红细胞裂解液

PMK1012 SDS-PAGE 凝胶制备试剂盒

PMK053 GAPDH mAb-HRP conjugated

PMK002 抗体稀释液



更多产品详情了解, 请关注公众号: