

10% SDS

货号: PMK0022

保存: 室温保存。

规格: 5ml /10ml

用途: 常用生化试剂, 用途广泛, 进口试剂配制, 可以用于 SDS-PAGE、细菌碱裂解等。

产品简介:

SDS 即 Sodium dodecyl sulfate, 中文名为十二烷基磺酸钠, 也称十二烷基硫酸钠。常用生化试剂, 用途广泛, 进口试剂配制, 可以用于 SDS-PAGE、细菌碱裂解等。10% SDS 为 100 毫升溶液中含有 10 克 SDS, 该溶液用水配制。

产品内容:

货号	名称	PMK0022-5	PMK0022-10
PMK0022	10% SDS	5ml	10ml

使用步骤:

1、具体使用方式按照相应实验需要直接添加即可。

注意事项:

对人体有害, 请注意适当防护。

本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。

为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品:

PMK1300 考马斯亮蓝蛋白胶快速染色液

PMK053 GAPDH mAb-HRP conjugated

PMK0312 抗体稀释液

PMK1700 PBST 缓冲液

PMK1020 IPTG 溶液 (50mg/ml)

PMK1010 30%丙烯酰胺(29:1)

PMK1070 5×Tris-甘氨酸电泳缓冲液

PMK0012 SDS-PAGE 凝胶制备试剂盒

更多产品详情了解, 请关注公众号:

