

1M Tris-HCl, pH6.8

2020.04.15R

货号: PMK0023

保存: 室温保存。

规格: 100ml /500ml

用途: 用于配制 SDS-PAGE 或 native PAGE 的上层胶, 进口试剂配制。

产品简介:

Tris 也称 Tris base 或 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol。分子式为 C₄H₁₁N₃O₃, 分子量 121.14, 纯度>99.9%。

产品内容:

| 货号 | PMK0023-100 | PMK0023-500 |
|-------------------|-------------|-------------|
| 1M Tris-HCl,pH6.8 | 100ml | 500ml |

使用步骤:

1、具体使用方式按照相应实验需要直接添加即可。

注意事项:

1、本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。

2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品:

PMK1300 考马斯亮蓝蛋白胶快速染色液

PMK053 GAPDH mAb-HRP conjugated

PMK0312 抗体稀释液

PMK1700 PBST 缓冲液

PMK1020 IPTG 溶液 (50mg/ml)

PMK1010 30%丙烯酰胺(29:1)

PMK1070 5×Tris-甘氨酸电泳缓冲液

PMK0012 SDS-PAGE 凝胶制备试剂盒

更多产品详情了解, 请关注公众号:

