

PBS 缓冲液

2020.04.15R

货号: PMK0031

保存: 4℃保存, 半年有效。-20℃保存一年有效。本产品可以短期室温存放。

规格: 500ml

用途: 本 PBS 溶液经过除菌处理, 可以直接用于细胞培养过程中细胞的洗涤或其他常规用途。

产品简介:

PBS(Phosphate-Buffered Saline), 含 135mM NaCl, 4.7mM KCl, 10mM Na₂HPO₄, 2mM NaH₂PO₄, pH 值为 7.4。

产品内容:

货号	PMK0031-500
PBS 缓冲液	500ml

使用步骤:

1、具体使用方式按照相应实验需要直接添加即可。

注意事项:

在使用 PBS 的过程中要特别注意避免溶液被微生物污染。

本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。

为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品:

PMK1300 考马斯亮蓝蛋白胶快速染色液

PMK053 GAPDH mAb-HRP conjugated

PMK0312 抗体稀释液

PMK1700 PBST 缓冲液

PMK1020 IPTG 溶液 (50mg/ml)

PMK1010 30%丙烯酰胺(29:1)

PMK1070 5×Tris-甘氨酸电泳缓冲液

PMK0012 SDS-PAGE 凝胶制备试剂盒

更多产品详情了解, 请关注公众号:

