

Western 二抗稀释液

2020.04.15R

货号: PMK006

保存: 4℃密封避光保存一年以上。短期可放置室温。

规格: 100ml /500ml

用途: Western 二抗稀释液(Secondary Antibody Dilution Buffer)可以用于 Western 时二抗(secondary antibody)的稀释。经本 Western 二抗稀释液稀释的二抗可以在 1-2 周内重复使用 3-5 次。

产品简介:

本产品的主要有效成分为经过反复优化的适量 BSA、适当的去垢剂和二抗稳定试剂等,一方面能有效减少二抗的非特异性结合,另一方面能有效提升稀释后二抗的稳定保存时间。

按照每个二抗稀释 10 毫升计算,一个包装的 Western 二抗稀释液可以稀释 10 个或 10 次二抗。

产品内容:

货号	PMK006-100	PMK006-500
Western 二抗稀释液	100ml	500ml

使用步骤:

参考所用的二抗的使用说明,以及一抗的质量和样品中目的蛋白的含量,按照适当比例例如 1:1000、1:500 等比例稀释二抗。二抗稀释后即可直接用于 Western。一次 Western 结束后,可以回收稀释的二抗,4℃保存,以用于下次的 Western,通常在 1-2 周内可以重复使用 3-5 次。

注意事项:

本 Western 二抗稀释液经过滤除菌处理,使用过程中应尽量避免细菌污染。一旦启用后建议在一个月内用完,如果发现有沉淀或细菌污染请弃用。本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。

为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品:

PMK1300 考马斯亮蓝蛋白胶快速染色液

PMK053 GAPDH mAb-HRP conjugated

PMK0312 抗体稀释液

PMK1700 PBST 缓冲液

PMK1020 IPTG 溶液(50mg/ml)

PMK1010 30%丙烯酰胺(29:1)

PMK1070 5×Tris-甘氨酸电泳缓冲液

PMK0012 SDS-PAGE 凝胶制备试剂盒

更多产品详情了解,请关注公众号:

