

TBST 缓冲液, 10×

2020.04.15R

货号: PMK0089

保存: 室温储存。

规格: 500ml

用途: 主要用于免疫组化和原位杂交, 酶联免疫等实验中, 清洗免疫印迹膜。

产品简介:

无色液体, 0.22 μ m 膜过滤纯化。10×组分为 250mM Tris 碱, 1500mM NaCl, 0.5% (V/V) Tween-20, pH 7.5。

产品内容:

| 货号 | PMK0089-500 |
|---------------|-------------|
| TBST 缓冲液, 10× | 500ml |

使用步骤:

1× TBST 缓冲液配制: 900ml 去离子水与 100ml 10× TBST 缓冲液充分混匀;

具体使用方式按照相应实验需要直接添加即可。

注意事项:

如果低温保存溶液, 可能会产生沉淀, 可摇晃或加热溶解。

为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品:

PMK1300 考马斯亮蓝蛋白胶快速染色液

PMK0090 PBST 缓冲液

PMK0029 PBS 缓冲液

PMK0019 30%丙烯酰胺(29:1)

PMK0011 红细胞裂解液

PMK1012 SDS-PAGE 凝胶制备试剂盒

PMK053 GAPDH mAb-HRP conjugated

PMK002 抗体稀释液



更多产品详情了解, 请关注公众号: