

电泳缓冲液 (粉)

货号: PMK0202

保存: 常温保存, 保质期两年。

规格: 1L

用途: 本公司生产的电泳缓冲液是用于蛋白变性聚丙烯酰胺凝胶电泳实验 (SDS-PAGE) 中的电泳缓冲试剂。

产品简介:

本产品为粉剂, 使用前加双蒸水定容到 1L 即可。主要成分为 Tris-base、甘氨酸和 SDS。

产品内容:

货号	电泳	PMK0202-1000
PMK0202	电泳缓冲液 (粉)	1L

使用步骤:

- 具体使用方式按照相应实验需要直接添加即可。
- 电泳完成后收集电泳槽内、外槽电泳液, 4℃ 保存, 可重复使用 4-5 次, 但如发生浑浊请勿使用。

注意事项:

- 本产品中含有 SDS, 是为变性胶电泳设计的, 对于不含 SDS 的天然胶电泳不适用。
- 对人体有害, 操作时请务必带手套。如溅到皮肤上, 请立即用大量水冲洗。
- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品:

PMK1300 考马斯亮蓝蛋白胶快速染色液

PMK053 GAPDH mAb-HRP conjugated

PMK0312 抗体稀释液

PMK1700 PBST 缓冲液

PMK1020 IPTG 溶液 (50mg/ml)

PMK1010 30% 丙烯酰胺 (29:1)

PMK1070 5×Tris-甘氨酸电泳缓冲液

PMK0012 SDS-PAGE 凝胶制备试剂盒

更多产品详情了解, 请关注公众号:

