

核固红染色液 (0.1%)

货号：PMK0269

保存：室温保存 12 个月

规格：100ml/500ml

用途：常用于细胞核染色。经常与亚铁氰化钾合用，复染细胞核。

产品简介：

核固红(Nuclear fast red)又称细胞核坚牢红，分子式为 $C_{14}H_8NNaO_7S$ ，分子量为 357.27，CAS 号为 6409-77-42，微红至深棕色粉末，溶于乙醇和水。核固红染色液(0.1%)是由核固红、氧化剂组成，常用于细胞核染色。经常与亚铁氰化钾合用，复染细胞核。

产品内容：

货号	PMK0269-100	PMK0269-500
核固红染色液(0.1%)	100ml	500ml

使用方法：

- 1、 根据实验具体要求操作。
- 2、 一般复染细胞核时间控制在 5~10min。

注意事项：

该试剂有一定的刺激性。

为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品：

PMK1300 考马斯亮蓝蛋白胶快速染色液
PMK0090 PBST 缓冲液
PMK0029 PBS 缓冲液
PMK0019 30%丙烯酰胺 (29:1)
PMK0011 红细胞裂解液
PMK1012 SDS-PAGE 凝胶制备试剂盒
PMK053 GAPDH mAb-HRP conjugated
PMK002 抗体稀释液



更多产品详情了解，请关注公众号：