

脱脂奶粉

2020.04.15R

货号：PMK0311。

保存：室温保存，两年有效。

规格：100g/500g。

用途：用于制备微生物培养基；配制 ELISA、western blot 等实验的封闭液、一抗稀释液和二抗稀释液。

产品简介：

脱脂奶粉是通过将精选的低免疫源性的鲜牛奶脱去脂肪再干燥而成，除脂肪可降低至 1%左右外，其他变化不大，并经检测验证可以用于配制 Western blot 实验时的封闭液、一抗稀释液和二抗稀释液。脱脂奶粉为乳白色或淡黄色，具温和乳香且带甜味粉末状，是最常用的 Western 检测的封闭液组分之一。本产品溶解性好，使用本产品封闭后，可以有效减少一抗或二抗和膜的非特异性结合，降低背景，增强信噪比。

产品内容：

货号	PMK0311-100	PMK0311-500
脱脂奶粉	100g	500g

使用步骤：

请根据具体实验需求，查阅相关文献配制使用。

注意事项：

本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。

为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品：

PMK1300 考马斯亮蓝蛋白胶快速染色液

PMK0090 PBST 缓冲液

PMK0029 PBS 缓冲液

PMK0019 30%丙烯酰胺(29:1)

PMK0011 红细胞裂解液

PMK1012 SDS-PAGE 凝胶制备试剂盒

PMK053 GAPDH mAb-HRP conjugated

PMK002 抗体稀释液



更多产品详情了解，请关注公众号：