

PMSF

2020.04.15R

货号: PMK0419

保存: 室温保存, 配成 PMSF 溶液后需-20℃保存, 12 个月有效。

规格: 1ml/10ml

用途: 本公司生产的 PMSF 采用进口试剂配制, 用于抑制丝氨酸蛋白酶。

产品简介:

PMSF 即 Phenylmethanesulfonyl fluoride, 中文名为苯甲基磺酰氟。分子式为 C₇H₇F₀₂S, 分子量为 174.19, 纯度>99%。

PMSF 为常用生化试剂, 采用进口试剂配制, 用于抑制丝氨酸蛋白酶, 如胰蛋白酶, 胰凝乳蛋白酶, 同时也可抑制半胱氨酸蛋白酶和乙酰胆碱酯酶, 其有效浓度为 0.1~1mM。

产品内容:

货号	名称	PMK0419-1	PMK0419-10
PMK0419	PMSF	1ml	10ml

使用步骤:

使用前 PMSF 充分溶解混匀, 根据溶液的量加入 PMSF, 使其终浓度达到 1mM。

注意事项:

1. 本产品对人体有毒, 操作时请特别小心, 并注意有效防护以避免直接接触人体或吸入体内。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
3. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。

相关产品:

PMK1300 考马斯亮蓝蛋白胶快速染色液

PMK053 GAPDH mAb-HRP conjugated

PMK0312 抗体稀释液

PMK1700 PBST 缓冲液

PMK1020 IPTG 溶液 (50mg/ml)

PMK1010 30%丙烯酰胺(29:1)

PMK1070 5×Tris-甘氨酸电泳缓冲液

PMK0012 SDS-PAGE 凝胶制备试剂盒



更多产品详情了解, 请关注公众号: