

荧光抗体稀释液

货号: PMK0423

保存: -20℃保存, 有效期 2 年, 短期可在 2-8℃保存

规格: 100ml/500ml

产品简介:

本免疫荧光抗体稀释液(Immunofluorescence Staining Antibody Dilution Buffer)可以用于免疫荧光实验时荧光标记抗体的稀释和配制。产品添加了抗体保护剂、稳定剂等成分, 有效增加了稀释后荧光抗体的稳定性。用此稀释液稀释后的抗体可在 2-8℃环境下稳定保存半年。

操作步骤:

按照荧光抗体推荐效价(或个人优化条件), 将适量抗体加入抗体稀释液即可。例如, 效价为 1: 1000 时, 可将 1ul 抗体加入到 1ml 抗体稀释液中, 充分混匀后即可使用。抗体最好现用现稀释, 稀释后的抗体可 2-8℃保存。

注意事项:

1. 如需抗体回收再利用, 建议在 2-8℃进行抗体的结合反应, 以减缓抗体效价的衰减速度。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品:

PMK1300 考马斯亮蓝蛋白胶快速染色液

PMK053 GAPDH mAb-HRP conjugated

PMK0312 抗体稀释液

PMK1700 PBST 缓冲液

PMK1020 IPTG 溶液 (50mg/ml)

PMK1010 30%丙烯酰胺(29:1)

PMK1070 5×Tris-甘氨酸电泳缓冲液

PMK0012 SDS-PAGE 凝胶制备试剂盒

更多产品详情了解, 请关注公众号:

