

醋酸钠 (3mol/L, PH5.2)

货号: PMK0427

保存: 遮光密封保存

规格: 100ml

产品简介:

乙酸钠, 化学式为 CH_3COONa , 又缩写为 NaOAc 是乙酸的钠盐。乙酸钠无色、有潮解性, 可用于作缓冲剂、媒染剂, 用于铅铜镍铁的测定, 培养基配制, 有机合成, 影片洗印等。

产品内容:

货号	名称	PMK0427
----	----	---------

PMK0427	醋酸钠 (3mol/L, PH5.2)	100ml
---------	---------------------	-------

操作步骤:

按照实验要求添加即可

注意事项:

1. 为了您的安全和健康, 请采取必要的防范措施。操作时应戴一次性手套, 穿实验服, 尽量避免与皮肤接触, 用后及时彻底冲洗。
2. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。

相关产品:

PMK1300 考马斯亮蓝蛋白胶快速染色液

PMK053 GAPDH mAb-HRP conjugated

PMK0312 抗体稀释液

PMK1700 PBST 缓冲液

PMK1020 IPTG 溶液 (50mg/ml)

PMK1010 30%丙烯酰胺(29:1)

PMK1070 5×Tris-甘氨酸电泳缓冲液

PMK0012 SDS-PAGE 凝胶制备试剂盒



更多产品详情了解, 请关注公众号: