

封闭用山羊血清（浓缩型）

2020.04.15R

货号：PMK0431

保存：-20℃，70 个月有效。

规格：10ml/100ml

用途：本公司生产的封闭用山羊血清（浓缩型）主要用于封闭。

产品简介：

本公司生产的封闭用山羊血清（浓缩型）是通过无菌采集山羊血液，凝固离心后获得的山羊血清。

产品内容：

货号	名称	PMK0431-10	PMK0431-100
PMK0431	封闭用山羊血清（浓缩型）	10ml	100

使用步骤：

本品为浓缩型山羊血清，可根据具体实验稀释适量添加即可。

注意事项：

1. 请注意无菌操作。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
3. 尽量避免反复冻融。反复冻融可能产生沉淀, 可通过无菌条件下, 3500rpm 离心 10min 去除沉淀。
4. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。

相关产品：

PMK1300 考马斯亮蓝蛋白胶快速染色液

PMK053 GAPDH mAb-HRP conjugated

PMK0312 抗体稀释液

PMK1700 PBST 缓冲液

PMK1020 IPTG 溶液 (50mg/ml)

PMK1010 30%丙烯酰胺(29:1)

PMK1070 5×Tris-甘氨酸电泳缓冲液

PMK0012 SDS-PAGE 凝胶制备试剂盒



更多产品详情了解，请关注公众号：