

## 封闭用兔血清（浓缩型）

2020.04.15R

货号：PMK0432

保存：4℃保存，一年有效。

规格：10ml/100ml

用途：本产品用于免疫标记实验中样本的封闭。

### 产品简介：

封闭用兔血清用于免疫标记实验中样本的封闭。封闭用血清可以封闭样本中于蛋白质非特异性结合的位点，以及内源性 Fc 片段结合位点，阻断抗体与样本中的 Fc 受体结合，从而降低背景，减少假阳性。在选择封闭血清时，需注意封闭用血清不能含有目的蛋白，不能与一抗来源相同，可用于二抗相同来源的血清。本产品为封闭用兔血清浓缩液，经无菌采集，三次 0.1 um 过滤后分装而成。

### 产品内容：

货号	名称	PMK0432-10	PMK0432-100
PMK0432	封闭用兔血清(浓缩型)	10ml	100ml

### 使用步骤：

1. 使用时，用 PBS 缓冲液将封闭血清浓缩液稀释 10 或 20 倍，配成 10%或者 5%的工作液，直接滴加在组织切片或者细胞涂片上，37℃孵育 10-30 分钟。
2. 去除血清，勿清洗，直接滴加适当比例稀释的一抗工作液，37℃孵育 1-2h 或 4℃过夜。

### 注意事项：

1. 使用前需 4℃解冻并溶解均匀后方可使用，建议分装成小份后-20℃保存。
2. 稀释后的血清不可保存太久，需尽快使用，以免细菌污染。建议现配现用。
3. 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
4. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 相关产品：

PMK1300 考马斯亮蓝蛋白胶快速染色液

PMK053 GAPDH mAb-HRP conjugated

PMK0312 抗体稀释液

PMK1700 PBST 缓冲液

PMK1020 IPTG 溶液 (50mg/ml)

PMK1010 30%丙烯酰胺(29:1)

PMK1070 5×Tris-甘氨酸电泳缓冲液

PMK0012 SDS-PAGE 凝胶制备试剂盒



**更多产品详情了解，请关注公众号：**