

## 碘-碘化钾染液

2020.04.15R

货号: PMK0477

保存: 室温避光保存, 12 个月有效。

规格: 50ml

### 产品简介:

用稀释的碘-碘化钾溶液与淀粉作用时, 形成碘化淀粉, 呈蓝色的特殊反应, 所以常用碘化钾溶液鉴定淀粉。淀粉的水解物糊精遇碘变红。糖原遇碘变红褐色。

糊粉粒是植物细胞中储藏蛋白质的主要形式, 当碘-碘化钾溶液与细胞中的蛋白质作用时呈黄色反应。因此定蛋白质常用的方法也是用碘-碘化钾溶液, 但浓度较大效果才好。

### 产品内容:

货号	名称	PMK0477-50
PMK0477	碘-碘化钾染液	50ml

### 使用步骤:

按实际实验操作添加适宜用量。

### 注意事项:

1. 尽量避免与皮肤接触, 用后及时彻底冲洗。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
3. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。

### 相关产品:

PMK1300 考马斯亮蓝蛋白胶快速染色液

PMK053 GAPDH mAb-HRP conjugated

PMK0312 抗体稀释液

PMK1700 PBST 缓冲液

PMK1020 IPTG 溶液 (50mg/ml)

PMK1010 30% 丙烯酰胺(29:1)

PMK1070 5×Tris-甘氨酸电泳缓冲液

PMK0012 SDS-PAGE 凝胶制备试剂盒



更多产品详情了解, 请关注公众号: