

Tris-HCl 缓冲盐溶液(TBS 粉剂)

2020.04.15R

货号: PMK0481

保存: 常温保存, 两年有效。

规格: 2L

用途: TBS 缓冲液主要应用于免疫组化、原位杂交、ELISA 等实验, 清洗免疫印迹实验中非特异性结合的抗体等。

产品简介:

Tris-HCl 缓冲盐溶液, 简称 TBS, 是常用于生物学研究的一种缓冲溶液, 有很强的缓冲能力, 有助于保持恒定的 pH 值, 对很多酶反应是惰性的。TBS 缓冲液主要应用于免疫组化、原位杂交、ELISA 等实验, 清洗免疫印迹实验中非特异性结合的抗体等。本产品主要组分为 10mM Tris, 150mM NaCl, pH 7.0-7.4 (25°C)。使用时将每袋干粉彻底溶解于 2000ml 双蒸水后即可使用。

产品内容:

货号	PMK0481-2000
Tris-HCl 缓冲盐溶液(TBS 粉剂, PH7.4)	2L

使用步骤:

1. 使用时将每袋干粉彻底溶解于 2000ml 双蒸水后即可使用。
2. 具体使用方式按照相应实验需要直接添加即可。

注意事项:

1. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品:

PMK1300 考马斯亮蓝蛋白胶快速染色液

PMK053 GAPDH mAb-HRP conjugated

PMK0312 抗体稀释液

PMK1700 PBST 缓冲液

PMK1020 IPTG 溶液 (50mg/ml)

PMK1010 30% 丙烯酰胺(29:1)

PMK1070 5×Tris-甘氨酸电泳缓冲液

PMK0012 SDS-PAGE 凝胶制备试剂盒



更多产品详情了解, 请关注公众号: