

## 磷酸盐缓冲液(PBS 粉剂)

2020.04.15R

货号: PMK0482

保存: 常温保存, 两年有效。

规格: 2L

用途: 用于细胞培养过程中细胞的洗涤或其他常规用途。

### 产品简介:

磷酸盐缓冲液 (Phosphate Buffered Saline, 简称 PBS) 是常用的用于生物学研究的一个缓冲溶液。PBS 缓冲液有助于保持恒定的 pH 值, 其渗透压和离子浓度通常与人体 pH 相近 (等渗), 本产品溶解后浓度 0.01M, pH 为 7.2-7.4。本产品主要成分为氯化钠 137 mM、磷酸氢二钠 10 mM、磷酸二氢钾 1.76mM、氯化钾 2.7 mM。每袋 PBS 干粉彻底溶解于 2000mL 双蒸水中即可使用。

### 产品内容:

货号	PMK0482-2000
磷酸盐缓冲液(PBS 粉剂)	2L

### 使用步骤:

1. 使用时将每袋干粉彻底溶解于 2000ml 双蒸水后即可使用。
2. 具体使用方式按照相应实验需要直接添加即可。

### 注意事项:

1. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 相关产品:

PMK1300 考马斯亮蓝蛋白胶快速染色液

PMK053 GAPDH mAb-HRP conjugated

PMK0312 抗体稀释液

PMK1700 PBST 缓冲液

PMK1020 IPTG 溶液 (50mg/ml)

PMK1010 30%丙烯酰胺(29:1)

PMK1070 5×Tris-甘氨酸电泳缓冲液

PMK0012 SDS-PAGE 凝胶制备试剂盒



更多产品详情了解, 请关注公众号: