

TEMED

货号: PMK0510

保存: 4℃避光保存, 有效期年。

规格: 1ml/10ml

产品简介:

TEMED, 即四甲基乙二胺, 英文名 N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine。TEMED 是聚丙烯酰胺凝胶聚合的重要催化剂, 在制备聚丙烯酰胺凝胶时, TEMED 配合过硫酸铵 (AP) 使用, 通过催化 AP 产生自由基, 加速催化聚丙烯酰胺的聚合反应。

主要参数:

CAS: 110-18-9

分子式: C₆H₁₆N₂

分子量: 116.21

纯度: ≥99%

性状: 室温下为透明液体

其他: 微腥臭味

产品内容:

货号	PMK0510-1	PMK0510-10
TEMED	1ml	10ml

注意事项:

为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作, 做好防护, 防止吸入。

相关产品:

PMK1300 考马斯亮蓝蛋白胶快速染色液

PMK053 GAPDH mAb-HRP conjugated

PMK0312 抗体稀释液

PMK1700 PBST 缓冲液

PMK1020 IPTG 溶液 (50mg/ml)

PMK1010 30%丙烯酰胺(29:1)

更多产品详情了解, 请关注公众号:

