

PM 细胞房抑菌剂

2020.04.15R

货号：PMK0513

保存：常温，置阴凉处保存。

规格：500ml

保质期：2 年。

产品简介：

PM 细胞房抑菌剂具有很强的抑菌功能，可用于细胞房的污染控制，通过清除细胞房内细菌、真菌及其孢子，可有效防止细胞的污染，从而减少由于细胞污染带来的人力、财力、时间方面的浪费。

产品内容：

货号	PMK0513
PM 细胞房抑菌剂	500ml

使用步骤：

1. 直接对细胞房的死角、墙面、空间进行喷洒，也可倒出少许，将脱脂棉球浸泡后擦拭使用。建议一周处理一次，配合紫外线使用效果更佳。
2. 建议每立方米使用量为 5-8ml，如 10m²、高 3m 的房间推荐用量为 150ml。遇污染爆发时期，如梅雨季节等，可适当增加用量。若室内墙壁上有霉菌生长，可喷洒于墙壁表面，或者用浸泡后的棉球擦拭。

注意事项：

1. 避免直接接触皮肤、眼睛，一旦接触，应立即用大量的清水冲洗，不要延误。
2. 处理后，人尽量远离细胞培养室，待密封 20-30 min 通风 10min 后再使用。
3. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。