

## PM 培养箱抑菌剂

2020.04.15R

货号: PMK0514

保存: 常温, 置阴凉处保存。

规格: 480ml

保质期: 2 年。

### 产品简介:

PM 培养箱抑菌剂具有很强的抑菌功能, 可用于培养箱的污染控制, 通过清除培养箱内细菌、真菌及其孢子, 可有效防止细胞的污染, 从而减少由于细胞污染带来的人力、财力、时间方面的浪费。

### 产品内容:

货号	PMK0514
PM 培养箱抑菌剂	480ml

### 使用步骤:

1. 移除细胞后, 直接对细胞培养箱的隔板、内壁喷洒适量, 也可倒出少许, 将脱脂棉球浸泡后擦拭使用。
2. 建议一周处理一次, 配合 PM 水盘抑菌剂 (PMK0516) 使用效果更佳。遇污染爆发时期, 如梅雨季节等, 可适当增加用量。

### 注意事项:

1. 避免直接接触皮肤、眼睛, 一旦接触, 应立即用大量的清水冲洗, 不要延误。
2. 处理后, 培养箱密封 20-30min 后再使用。
3. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。