

PM 水浴锅抑菌剂

2020.04.15R

货号：PMK0515

保存：常温，置阴凉处保存。

规格：100ml

保质期：2 年。

产品简介：

PM 水浴锅抑菌剂具有很强的抑菌功能，可用于细胞房水浴锅水体的污染控制，通过抑制水浴锅内细菌、真菌的生长，可有效防止细胞的污染，从而减少由于细胞污染带来的人力、财力、时间方面的浪费。

产品内容：

货号	PMK0515
PM 水浴锅抑菌剂	100ml

使用步骤：

1. 将水浴锅内壁清除干净，推荐使用 75%酒精或者 PM 细胞房抑菌剂（PMK0513）清理。
2. 按照 1:500 加入到水浴锅水体内。推荐使用量：10L 水内加 20ml PM 水浴锅抑菌剂，一周更换一次。

注意事项：

1. PM 水浴锅抑菌剂原液若与皮肤、眼睛接触，应立即用大量的清水冲洗，不要延误，必要时应立即就医。
2. PM 水浴锅抑菌剂可以和自来水、纯水或灭菌水中任何一种水稀释使用。
3. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。