

## HRP 酶增强剂

2020.04.15R

货号: PMK0574

保存: 常温运输, 勿超过 30°C。2-8°C 储存, 有效期 2 年。

规格: 50ml/ 100ml

用途: 本公司生产的 HRP 酶增强剂用于 HRP 标记物的稀释液, 使其在工作浓度下保持活性稳定。

### 产品简介:

HRP 酶增强剂对 HRP 标记的抗原或抗体有很强的保护作用, 可以延长液体状态的 HRP 标记物的有效期。本产品以磷酸缓冲液 (PBS) 作为基质溶液, 添加 BSA 和 HRP 稳定剂配制而成, 用于 HRP 标记物的稀释液, 使其在工作浓度下保持活性稳定。100ng/ml HRP 标记的羊抗鼠 37°C 孵育 2 周可以保持 90% 以上的活性, 4°C 贮存 1 年以上仍能保持良好的抗体和酶活性, 较许多市售同类产品稳定 HRP 效能更强。

### 产品内容:

货号	名称	PMK0574-50	PMK0574-100
PMK0574	HRP 酶增强剂	50ml	100ml

### 使用步骤:

具体使用方式按照相应实验需要直接添加即可。

### 注意事项:

1. HRP 增强剂用于 ELISA、WB、免疫组化以及所有应用 HRP 标记的实验, 用于稀释 HRP 标记物。
2. 本产品原浓度使用, 稀释可能会降低产品的效能。
3. 稳定剂中含有 0.05% Tween 20。
4. 本产品经过过滤除菌, 并添加 0.05% ProClin300 作为防腐剂, 如若进行分装, 应使用洁净的容器, 必要时可补充添加防腐剂 (避免使用叠氮钠)。减少反复开盖次数或分装使用可有效避免细菌污染。
5. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
6. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。

### 相关产品:

PMK1300 考马斯亮蓝蛋白胶快速染色液

PMK053 GAPDH mAb-HRP conjugated

PMK0312 抗体稀释液

PMK1700 PBST 缓冲液

PMK1020 IPTG 溶液 (50mg/ml)

PMK1010 30% 丙烯酰胺 (29:1)

PMK1070 5×Tris-甘氨酸电泳缓冲液

PMK0012 SDS-PAGE 凝胶制备试剂盒



更多产品详情了解, 请关注公众号: