

免疫染色封闭液

2020.04.15R

货号: PMK0611

保存: 4℃ 保存, 6 个月有效。

规格: 100ml/500ml

用途: 本免疫染色封闭液主要用于免疫染色实验中染色样本的封闭, 以减少后续一抗、二抗和样品的非特异结合, 降低背景, 提高信噪比。

产品简介:

免疫染色封闭液中含有 Tris 以及适量 Triton X-100 等, 可以通透细胞膜, 经该液封闭后的细胞样品可以检测细胞内的目的蛋白, 包括细胞浆内和细胞核内的目的蛋白。按照每个样品需要 5-10ml 封闭液计算, 本产品可以封闭 10-20 或 50-100 个样品。

产品内容:

货号	名称	PMK0611-100	PMK0611-500
PMK0611	免疫染色封闭液	100ml	500ml

使用步骤:

1. 本产品无需稀释, 开盖即用。
2. 在样品固定后, 用洗涤液清洗一次, 然后就可以滴加免疫染色封闭液进行封闭, 一般封闭约 60 分钟, 也可以根据具体情况针对样品调整封闭时间, 15-120 分钟不等, 对于一些背景非常高的抗体可以 4° 封闭过夜。
3. 封闭时可以放在摇床上缓慢摇动来提高封闭效果; 如果样品摇动时容易脱落, 也可以静置封闭, 效果略有降低, 但是不影响正常封闭, 能够满足常规需求。封闭完成后就可以直接进行后续的抗体孵育操作。

注意事项:

1. 本产品不建议重复使用。
2. 本产品可以满足常规实验需求, 针对某些特殊的实验需要考虑特定的封闭液。
3. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
4. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品:

PMK1300 考马斯亮蓝蛋白胶快速染色液

PMK053 GAPDH mAb-HRP conjugated

PMK0312 抗体稀释液

PMK1700 PBST 缓冲液

PMK1020 IPTG 溶液 (50mg/ml)

PMK1010 30%丙烯酰胺(29:1)

PMK1070 5×Tris-甘氨酸电泳缓冲液

PMK0012 SDS-PAGE 凝胶制备试剂盒



更多产品详情了解, 请关注公众号:

