

# 免疫染色一抗稀释液

2020.04.15R

货号: PMK0612

保存: 4℃保存, 一年有效。

规格: 100ml/500ml

用途: 免疫染色一抗稀释液(Immunol Staining Primary Antibody Dilution Buffer)可以用于免疫染色时一抗(primary antibody)的稀释和配制。

## 产品简介:

免疫染色一抗稀释液(Immunol Staining Primary Antibody Dilution Buffer)可以用于免疫染色时一抗(primary antibody)的稀释和配制; 使用本产品稀释和配制的一抗可以在 4℃保存 6 个月, 可以反复多次用于免疫染色, 按照每个一抗稀释 10ml 计算, 100ml 免疫染色一抗稀释液可以稀释 10 次一抗。

## 产品内容:

货号	名称	PMK0612-100	PMK0612-500
PMK0612	免疫染色一抗稀释液	100ml	500ml

## 使用步骤:

1. 参考所用的一抗的说明书, 以及样品中目的蛋白的含量, 按照适当比例稀释一抗。
2. 一抗稀释后即可直接用于免疫染色。
3. 一次免疫染色结束后, 可以回收稀释的一抗, 4℃保存, 以用于下次的免疫染色。

## 注意事项:

1. 为了能使抗体可以反复多次使用, 建议尽量在 4℃进行一抗和蛋白膜的结合反应, 以减缓一抗的衰减速度。
2. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
3. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

## 相关产品:

PMK1300 考马斯亮蓝蛋白胶快速染色液

PMK053 GAPDH mAb-HRP conjugated

PMK0312 抗体稀释液

PMK1700 PBST 缓冲液

PMK1020 IPTG 溶液 (50mg/ml)

PMK1010 30%丙烯酰胺(29:1)

PMK1070 5×Tris-甘氨酸电泳缓冲液

PMK0012 SDS-PAGE 凝胶制备试剂盒



更多产品详情了解, 请关注公众号: