

免疫染色二抗稀释液

2020.04.15R

货号: PMK0613

保存: 4℃保存, 6个月有效。

规格: 100ml/500ml

用途: 免疫染色二抗稀释液(非荧光)(Immunol Staining Primary Antibody Dilution Buffer)是用于非荧光的免疫染色实验中的常用试剂。

产品简介:

免疫染色二抗稀释液(非荧光)是用于非荧光的免疫染色实验中的常用试剂, 因为抗体为了保证其标记物具有较高的活性, 所以一般都是以较高的浓度保存运输, 在免疫染色中为了获得较好的染色效果都需要对抗体进行适当的稀释。经本产品稀释的二抗可以 4℃保存 1-2 周, 可反复使用 3-5 次。

产品内容:

货号	名称	PMK0613-100	PMK0613-500
PMK0613	免疫染色二抗稀释液	100ml	500ml

使用步骤:

1. 本产品无需稀释, 开盖即用。
2. 按照抗体使用说明, 根据比例稀释即可。

注意事项:

1. 本免疫染色二抗稀释液(非荧光)经过滤除菌处理, 使用过程中应尽量避免细菌污染。一旦启用后建议在一个月内用完, 如果有沉淀或细菌污染请弃用。
2. 本产品属蛋白制剂, 室温放置过久易导致蛋白的降解和活性丧失。
3. 反复冻融亦会导致蛋白活性的丧失。
4. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
5. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品:

PMK1300 考马斯亮蓝蛋白胶快速染色液

PMK053 GAPDH mAb-HRP conjugated

PMK0312 抗体稀释液

PMK1700 PBST 缓冲液

PMK1020 IPTG 溶液(50mg/ml)

PMK1010 30%丙烯酰胺(29:1)

PMK1070 5×Tris-甘氨酸电泳缓冲液

PMK0012 SDS-PAGE 凝胶制备试剂盒



更多产品详情了解, 请关注公众号: