

OTC 包埋剂

货号: PMK3010

保存: 常温密封保存, 有效期 24 个月。

规格: 118ml

产品简介:

OCT 包埋剂是一种聚乙二醇和聚乙烯醇的水溶性混合物, 目前已广泛用于免疫组化实验室中, 其用途是在冰冻切片时支撑组织, 以增加组织的连续性, 减少皱折及碎裂。又因 OCT 混合物为水溶性, 故在漂片时可溶于水, 所以在以后的染色中不会增加背景染色。利用 OCT 混合物预先浸润组织, 然后再进行恒冷箱切片, 使切片质量得到改善。

产品组成:

| 产品编号 | 名称 | 规格 |
|---------|---------|-------|
| PMK3010 | OCT 包埋剂 | 118ml |

包埋流程:

- 1、将放在蔗糖溶液中的组织块取出, 放入 20g L-1 蔗糖与 OCT 包埋剂 1: 1 体积比例混合液中, 室温浸泡 2h。
- 2、移入 OCT 包埋剂中室温浸泡 4h, 更换新的 OCT 包埋剂, 室温浸泡 6h。
- 3、将标本置于托物台, 用恒冷箱切片机切片(一般-22℃), 片厚 10 μm, 贴于预处理的载玻片上, -20℃冰箱保存。

相关产品:

PMK1300 考马斯亮蓝蛋白胶快速染色液

PMK053 GAPDH mAb-HRP conjugated

PMK0312 抗体稀释液

PMK1020 IPTG 溶液 (50mg/ml)

PMK1010 30%丙烯酰胺(29:1)



更多产品详情了解, 请关注公众号: