

MEM α

货号: PMK-M004

保存: 2-8℃, 避光, 有效期 12 个月。

规格: 500ml

产品简介:

MEM α 是一种改良的 MEM 培养基, 与 MEM 培养基相比 MEM α 培养基营养更为丰富, 在 MEM 的基础上又添加了 NEAA、丙酮酸钠、硫酸锌、VB12、生物素、抗坏血酸等成分, 广泛应用于各种哺乳动物悬浮和贴壁细胞的培养。不含核苷和脱氧核苷的 MEM α 培养基常常用作 DG44 和其他 DHFR-缺陷型细胞的筛选培养基。

本产品含有多类细胞培养所需的氨基酸、维生素、无机盐等多种成分, 但不含蛋白质、脂类或任何生长因子, 故此产品需搭配血清或无血清添加物使用。

产品组成:

产品编号	名称	规格
PMK-M004	MEM α	500ml

注意事项:

- 1、本产品经 0.1 μm 过滤除菌, 使用时应注意无菌操作, 避免污染;
- 2、为保持本产品的最佳使用效果, 请勿进行冻融处理;
- 3、本产品仅用于科研或进一步研究使用, 不用于诊断和治疗。

相关产品:

PMK-M002 RPMI-1640

PMK-M001 DMEM

PMK-M003 MEM

PMK-F001-NA 超级胎牛血清

PMK-F001 特级胎牛血清



更多产品详情了解, 请关注公众号: