

RPMI-1640

货号：PMK-M002

保存：2-8℃，避光，有效期 12 个月。

规格：500ml

产品简介：

RPMI-1640 是 Moore 等人于 1967 年在美国纽约州法罗市的罗斯韦尔公园纪念研究所（Roswell Park Memorial Institute, RPMI）开发出来的，RPMI 是该研究所开发的一类细胞培养基，1640 是培养基代号。RPMI-1640 是改进型的 McCoy's 5A 培养基，使用碳酸氢盐缓冲系统，与大多数哺乳动物细胞培养基不同的是其典型的 PH8 的配方。RPMI-1640 培养基最初是为淋巴细胞培养专门设计的，现在已广泛应用于各种正常细胞和癌细胞的培养，尤其是悬浮细胞的培养，是使用最为广泛的培养基之一。

本产品含有多类细胞培养所需的氨基酸、维生素、无机盐等多种成分，但不含蛋白质、脂类或任何生长因子，故此产品需搭配血清或无血清添加物使用。

产品组成：

产品编号	名称	规格
PMK-M002	RPMI-1640	500ml

注意事项：

- 1、本产品经 0.1 μm 过滤除菌，使用时应注意无菌操作，避免污染；
- 2、为保持本产品的最佳使用效果，请勿进行冻融处理；
- 3、本产品仅用于科研或进一步研究使用，不用于诊断和治疗。

相关产品：

PMK-M001 DMEM 高糖

PMK-M003 MEM

PMK-M004 MEM α

PMK-F001-NA 超级胎牛血清

PMK-F001 特级胎牛血清



更多产品详情了解，请关注公众号：