

肌肉组织固定液

货号: PMK0458

储存方式: 室温保存, 12 个月有效。

产品简介:

组织细胞中的大多数肽类激素、蛋白物质为水溶性, 在进行病理研究之前必需固定。大多数固定液容易使组织收缩, 形态发生改变, 也容易引起组织裂片。本公司生产的环保型固定液是一种快速固定液, 固定迅速, 不含汞等其他重金属。特别针对于容易裂片的肌肉组织固定效果较好。本产品的主要成分为甲醛溶液, 冰醋酸和无水乙醇。

产品内容:

产品编号	名称	规格
PMK0458	肌肉组织固定液	100ml

操作步骤:

1. 将组织标本放入本产品中, 固定 6-24h 左右即可。

注意事项:

1. 为了您的安全和健康, 请采取必要的防范措施。操作时应戴一次性手套, 穿实验服, 避免与皮肤接触。
2. 若不慎与皮肤接触, 请立即用大量清水冲洗。
3. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。

相关产品:

PMK1300 考马斯亮蓝蛋白胶快速染色液

PMK053 GAPDH mAb-HRP conjugated

PMK0312 抗体稀释液

PMK1700 PBST 缓冲液

PMK1020 IPTG 溶液 (50mg/ml)

PMK1010 30%丙烯酰胺(29:1)

PMK1070 5×Tris-甘氨酸电泳缓冲液

PMK0012 SDS-PAGE 凝胶制备试剂盒

更多产品详情了解, 请关注公众号:

