

武汉普美克生物技术有限公司

质检报告单

产品名称	乳酸脱氢酶（LDH）活性检测试剂盒（微量法）		
产品编号	PMK1001	产品批号	2511250006
产品规格	96T	检验日期	2025-11-25
保存温度	-20℃	保质期	12 个月
检验项目	标准要求		检测结果
外观	外包装完整、无破损		√
	标签正确		√
	说明书对应无误		√
	试剂齐全、足量，旋盖严实		√
	液体组分澄清、无沉淀或絮状物		√
	配件齐全		√
检测样本	组织、血清		√

质检员：吴春平

复核人：[Signature]



武汉普美克生物技术有限公司
Pumoke (Wuhan) Biotechnology Co., Ltd
邮箱: bioprimacy@aliyun.com
网址: www.biopmk.com
电话: 027-87888039/41
地址: 湖北省武汉市东湖高新区自贸生物创新港 B 区